



U C M TV D V F S S M  
L R O & O I O C P E  
T O N SA Area personal D T H O T

Cerca ... Roma ... Venezia ... Lombardia ... Piemonte ... Puglia ... Sardegna ... Sicilia ... Toscana ... Trentino alto Adige ... Lombardia ... d'Aosta ... Veneto

# Arriva l'airbag per anziani: è racchiuso in una cintura e protegge l'anca in caso di caduta

Il progetto di una start-up vicentina; il dispositivo si attiva automaticamente e gonfia due cuscinetti che riparano chi lo indossa

COMMENTA

Primo piano >

TV e Spettacolo >

Oroscopo

Dossier

Schede

Lifestyle

Magazine >

Video

Foto

Breaking News video

Notizie del giorno

Infografiche

Meteo

Superblog

Chi siamo



funziona l'airbag per anziani L'airbag invisibile che protegge gli anziani ora è realtà. Da una proteggere gli sportivi, è nata una cintura discreta e quasi impercettibile pensata per sicurezza. A sviluppare il nuovo dispositivo è **D-Air Lab**, startup vicentina che è re la tecnologia in una fascia piatta poco più grande di quelle da running.

tecnologia airbag ha protetto i piloti di MotoGP e gli sciatori professionisti, attivandosi in ondo per prevenire impatti devastanti. Oggi, quel livello di innovazione arriva nelle case di di persone, trasformandosi in un supporto essenziale per la terza età. "FutureAge" è una cintura i sensori e algoritmi avanzati, che riconosce i movimenti di chi la indossa e si attiva in caso di fiando un airbag che protegge il bacino e previene le pericolose fratture all'anca. Traumi sempre ti, con l'avanzare dell'età, che in molti casi possono essere fatali.

ne di design e tecnologia Il dispositivo era già stato testato, ma si trattava di una sorta di marsupio ben più pesante. Oggi, grazie a un'attenta attività di ricerca estetica e funzionale, è stato possibile racchiudere tutto in una cintura discreta e facile da indossare, eliminando ogni sensazione di ingombro. Il suo design minimale è stato studiato per essere accettato con più facilità dagli anziani, i veri destinatari del dispositivo.

f @ X in @ ↵ ▶

Chiamata di emergenza e geolocalizzazione Oltre all'estetica, il team di D-Air Lab ha lavorato intensamente per migliorare la tecnologia di rilevamento, riducendo il rischio di falsi positivi. Movimenti quotidiani come sedersi sul divano o salire le scale, che nelle prime versioni potevano attivare erroneamente l'airbag, sono ora riconosciuti con maggiore precisione, garantendo un utilizzo più affidabile. Inoltre, FutureAge integra un sistema di chiamata di emergenza con geolocalizzazione, attivabile

Help e Faq

Info e contatti

Termini del servizio

Utilizzo dati e privacy

Cookie Policy

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



automaticamente in caso di incidente, fornendo un ulteriore livello di sicurezza per chi la indossa e per i loro familiari.

### Commenti (0)

Inizia la discussione

Commenta

Ⓞ Disclaimer



0/300 caratteri



Seguici su

Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)

Legal

Corporate Privacy Policy Cookie Policy

#### Sezioni

- Cronaca
- Mondo
- Economia
- Politica
- Spettacolo
- Televisione
- People
- Lifestyle
- Videogiochi
- Donne
- Magazine
- Motori
- Viaggi
- Cucina
- Tgtech
- E-Planet
- Cultura
- Salute
- Scuola
- Animali
- Spazio

#### Speciali

- Elezioni Italia
- Elezioni estero
- Grande Fratello
- L'isola dei famosi
- Amici

#### Rubriche

- Oroscopo
- Shortlab
- Showbiz
- #tgcom24amarcord
- Tgcom24 Consiglia
- Mediaset Infinity
- R101
- Radio 105
- Virgin Radio
- Radio Montecarlo
- Radio Subasio
- Comingsoon
- Superguidatv
- Non Sprecare
- Cotto e Mangiato

#### Eventi

- Fuorisalone 2024
- Salone del Risparmio 2024
- Identità Golose 2024
- L'Artigiano in Fiera 2024

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.